

MICROSCOPIA ÓPTICA – ROCA

1. Fijación en formol neutro al 10% (tamponado en fosfatos) durante 6-8 horas en nevera.
2. A continuación la muestra una vez fijada y retirado el formol se dejará en tampón fosfato neutro.

Se remitirá a:

Prof. Santiago Gómez
Departamento de Anatomía Patológica
Facultad de Medicina
Plaza Fragela s/n
11003 CADIZ

Adjuntar al envío

Numeración de las muestras:
ROSANA (Abel), ROSAND (David,) ROMU (Ambrosio y Arturo) y el número del caso

Datos clínicos y experimentales

Orientación de la muestra indicada