

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN – ROVAL

1. Fijación en gluteraldehído al 2.5% en tampón fosfato, teniendo en cuenta que es de preparacin extemporanea, durante 4 horas en nevera.
2. A continuación la muestra una vez fijada y retirado el gluteraldehído se dejará en tampón fosfato.

Se remitirá a:

Prfa. Carmen Carda
Departamento de Patología
Facultad de Medicina y Odontología
Av .Blasco Ibañez 17
46010 VALENCIA

Adjuntar al envío

Numeración de las muestras:
ROSANA (Abel), ROSAND (David,) ROMU (Ambrosio y Arturo) y el número del caso

Datos clínicos y experimentales

Orientación de la muestra indicada